

Mayeri
ALL-CARE

Plekieemalduspulber sapiensüümiga



500g

EAN: 4740060014123

Koostis:

>30% hapnikupõhised pleegitusained, <5% mitteioonsed pindaktiivsed ained, <5% fosfonaat, ensüümid.

Pulbriline plekieemaldusvahend sapiensüümiga

Sobib plekkide eemaldamiseks värvilistelt rõivastelt. Kasutada plekkide eeltöötlemiseks ning leotamiseks või koos pesuvahendiga pesumasinas pesemiseks.

Kasutusjuhised:

- Leotamine: kasutage 15-30 ml plekieemaldajat 5 L vee kohta. Pärast 15-30 min leotamist (vajadusel võib ka kauem) pesta pesu tavapärasel viisil.
- Eeltöötlus: niisutage pleki pind, töödelge plekki 5 ml vahendiga, laske sel mõjuda 15-30 min. Seejärel peske pesu tavapärasel viisil.
- Pesumasinas: lisage pesuvahendile 15 ml plekieemaldit 3 kg kuiva pesu kohta.

Kui kahtlete toote värvipidavuses, katsetage vahendit kangal mittenähtavas kohas. Järgida rõivatootjate pesemis- ja hooldusjuhiseid.

MAYERI INDUSTRIES AS
Tabivere, 49127, Tartumaa, Eesti
+372 77 66 700
mayeri@mayeri.eu
www.mayeri.eu

Reg. kood: 10039055
LUMINOR PANK
IBAN: EE381700017000151971
SWIFT: NDEAEE2X

